

# FreeStyleリブレLink 主要画面

手のひらの中で、  
今のグルコース値や血糖トレンド、  
最近の血糖管理状況がひとめでわかる



現在のグルコース値  
テキスト読み上げ  
機能を搭載。

グルコース値トレンド矢印  
直近のグルコースの推移が  
矢印で確認できる。



過去8時間の  
測定履歴を表示

メモの追加



AGP  
(Ambulatory  
Glucose Profile)

レポート共有  
オプション



スキャンした回数のうち  
目標範囲内 (TIR)  
にあった割合、目標より  
高かった (TAR) / 低  
かった (TBR) 割合

期間を選択できる  
履歴オプション